

SEPTIHOL

ÁLCOOL ETÍLICO E ISOPROPÍLICO

Um aspecto importante para qualquer Programa de Controle Microbiológico trata-se do método de remoção de resíduos, já que estes ao se acumularem no chão ou em superfícies em contato com o produto, podem levar a uma contaminação da área. Para removê-los, é importante utilizar produtos que, ao término da limpeza, deixem baixos índices de resíduos.

A linha de álcoois 70% para sanitização Steris, Septihol, foi especialmente formulada para a remoção de resíduos, orgânicos e inorgânicos, de salas limpas e estéreis. Sua formulação é ideal para esta importante aplicação, uma vez que sua alta volatilidade permite sua fácil evaporação o que o leva a ser um produto com nível de resíduo extremamente baixo.

Podem ser encontradas versões estéreis desenvolvidas com água WFI, filtradas com membranas 0,22 micras e irradiadas com radiação gama.



A Equipe de Suporte Técnico Steris está disponível para auxiliar na personalização de seu programa de controle de contaminação, fornecendo auxílio para o melhor aproveitamento dos produtos.

APLICAÇÕES

- Áreas assépticas;
- Laboratórios e centros de pesquisa;
- Áreas que requerem controle ambiental de contaminações microbiológicas;
- Desinfecção de superfícies e controle antimicrobiano de: cortinas de fluxo laminar, luvas, pavimentos, paredes, tetos, bancadas, compartimentos de segurança biológica, carrinhos e outros equipamentos.

OS PRODUTOS DEVEM SER APLICADOS POR:

- MOP
- Esfregão
- Pulverização
- Nebulização

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

Possui versões diluídas com Água para Injeção (WFI)	Nível de endotoxinas extremamente baixo, o que reduz riscos de contaminação
Formulado para uma fácil evaporação	Baixíssimo acúmulo de resíduos na superfície
Duplamente embalado	Facilita a introdução em áreas assépticas
Produto pronto para uso	Elimina necessidade de manipulação e/ou produção “in-house”
Garantia comprovada de esterilidade perante órgãos regulamentadores	Possui processo de esterilização validado e com documentação publicada que elimina problemas na regularização de metodologias de validação de limpeza
A versão estéril foi submetida a filtração com membrana 0,22 micras e irradiação gama. A esterilidade de cada lote é testada de acordo com as normas da USP	Garantia de esterilidade – Introdução mínima de carga biológica
Fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação e com rastreabilidade lote a lote	Qualidade assegurada

O conceito base de qualquer programa de controle de contaminação reside no desinfetante ideal a ser utilizado diariamente. Os desinfetantes devem ser utilizados em rotação com um esporicida. Historicamente, tem sido utilizada uma rotatividade de múltiplos desinfetantes, mas se o desinfetante possui uma eficácia de largo espectro tal prática não é necessária.

PRODUTOS

Não Estéreis

PRODUTO	COMPOSTO BASE	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO
Septihol	Álcool Isopropílico	Pulverizador de gatilho de 650,62 mL	12 por caixa	625477
Septihol	Álcool Isopropílico	Galão de 3,78 L	4 por caixa	625408

Estéreis

PRODUTO	COMPOSTO BASE	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO
Septihol Sterile	Álcool Isopropílico	Pulverizador de gatilho de 473,18 mL	12 por caixa	6248Y4
Septihol Sterile	Álcool Isopropílico	Pulverizador de gatilho de 946,18 mL	12 por caixa	624896
Septihol Sterile	Álcool Isopropílico	Galão de 3,78 L	4 por caixa	624808
Septihol WFI Sterile	Álcool Isopropílico	Pulverizador de gatilho de 473,18 mL	12 por caixa	625077WR
Septihol WFI Sterile	Álcool Isopropílico	Pulverizador de gatilho de 946,18 mL	12 por caixa	625096WR
Septihol Ethyl WFI Sterile	Álcool Isopropílico	Pulverizador de gatilho de 650,62 mL	12 por caixa	1S1077WR
Septihol Ethyl WFI Sterile	Álcool Isopropílico	Pulverizador de gatilho de 946,18 mL	12 por caixa	1S1096WR
Septihol Ethyl WFI Sterile	Álcool Isopropílico	Galão de 3,78 L	4 por caixa	1S1008WR

+55 62 **3085-1900**

www.lasdobrasil.com.br | comercial@lasdobrasil.com.br

Consulte nosso time de especialistas.